

Trendig und funktionell

Spezialschuhe für Diabetiker



Ein moderner Therapieschuh

SANOVA® ist bereits seit über 18 Jahren mit Spezialschuhen für Diabetiker auf dem deutschen Markt zuhause.

Hinter der Produktion steht eine jahrzehntealte Schuhmachertradition aus Deutschland. Alle SANOVA®-Schuhe sind „Made in Germany“ und garantieren ein Höchstmaß an Flexibilität und Handwerkskunst.

SANOVA® – Spezialschuhe für Diabetiker verfügen über einen umfangreichen therapeutischen Rundumschutz bei den Indikationen diabetisches Fußsyndrom, Hochrisikofüße nach Abheilung von Ulzerationen, Neuropathie oder Polyneuropathie und bei Minoramputationen einzelner Zehen. Sie können mit den Hilfsmittelnummern 31.03.08.005 und 31.03.08.006 verschrieben werden.

Leisten:

Als herausragende Besonderheit verfügt Sanova über ein echtes 3-Weiten-System. Das bedeutet, dass die Weite W eine breitere Auftrittfläche bietet. Hierdurch wird ein großzügiges Platzangebot im Vorfußbereich, sowie eine verbesserte Zehenfreiheit gewährleistet.

Obermaterial:

Zur Verarbeitung kommen ausschließlich echte, hochwertige Kalb- und Nubukleder sowie superweiche Hirschleder. Die Materialien sind atmungsaktiv, hautfreundlich und schadstoffgeprüft.



Innenfutter:

Um die empfindliche Haut des Diabetikers in besonderer Weise zu schützen, werden bei allen Modellen die speziell entwickelten und gepolsterten Futtermaterialien Sanino® eingesetzt. Diese sind besonders weich, leicht und dennoch strapazierfähig und bestechen durch hervorragende Trageeigenschaften – auch bei extremen Temperaturen.

Die ultrafeinen und porös strukturierten Fasern garantieren eine besonders hohe Atmungsaktivität und sorgen durch die außerordentlich gute Rücktrocknung für ein sehr angenehmes Tragegefühl. Zudem ist Sanino® waschbar und trocknet doppelt so schnell wie Leder.

Laschenpolster:

Ein eingearbeitetes Laschenpolster sorgt für optimale Druckentlastung im Ristbereich.



Abschlusspolster:

Durch das gestürzte Oberleder mit Abschlusspolsterung werden Druckstellen im Fersen- und Knöchelbereich vermieden.

Vorfußvolumen:

Um das Vorfußvolumen zu garantieren, werden hauchdünne thermoplastische Folien eingesetzt. Diese ermöglichen einen faltenfreien Vorfußbereich in Breite und Höhe.

Fersenkappe:

Eine anatomisch modellierte Fersenkappe aus thermoplastischem Material führt den Fuß beim Gehen und gibt den notwendigen Halt. Das hochgearbeitete Fersenteil sorgt neben einem optimalen Sitz für eine stabile Fersenführung.

Fußbettung:

Jedem Schuh liegt eine orthopädisch geformte Weichschaum-Einlage in Sandwich-Bauweise bei. Die obere Schicht besteht aus einem Polyäthylenschaum, der durch sein leichtes Gewicht sowie seine Anpassungsfähigkeit zum Standard bei der diabetischen Einlagenversorgung geworden ist. Die Einlegesohle gewährleistet ein Minimum von einem Zentimeter zusätzlichem Platz für den Einsatz individueller orthopädischer Fußbettungen zur Druck- und Schmerzentlastung.

Brandsohle:

Die versteifte Brandsohle sorgt in Verbindung mit den jeweiligen Sohlentypen für eine optimale Druckentlastung beim Abrollen. Bei der Bestellung des Schuhs muss entschieden werden, ob der Kunde eine versteifte Brandsohle (DIA-Dynamik) oder eine unversteifte Brandsohle (Comfort-Dynamik) eingebaut bekommen soll.

Laufsohlen:

Beschwerdefreies Laufen wird durch hochwertige Laufsohlen gewährleistet. Die statische Sicherheit, sowie ein großes Maß an Bodenstabilität wird dabei durch eine breite Auftrittsfläche entscheidend verbessert. Als Sohlenlösungen werden sowohl Schalensohlen mit besonders rutschhemmendem Sohlenprofil verwendet, als auch sehr leichte Sohlen aus EVA-Materialien. Beide Varianten garantieren einen sicheren Stand und sicheres Gehen.



Fehmarn

Ausführung terra Nappa/Nubuk
Artikelnr. SD629.02.03.3
Größen 3,5 bis 8



Frankfurt 1

Ausführung terra Nappa/Nubuk
Artikelnr. SD618.02.03.3
Größen 3,5 bis 8



Frankfurt 2

Ausführung schwarz Nappa/Nubuk
Artikelnr. SD618.02.01.4
Größen 3,5 bis 8





Juist 1

Ausführung terra Nappa/Nubuk
 Artikelnr. SD621.13.08.3
 Größen 3,5 bis 8



Freyburg City-Single

Ausführung schwarz Nappa/Nubuk
 Artikelnr. SD607.02.01.0
 Größen 3,5 bis 8



Juist 2

Ausführung schwarz Nappa/Nubuk
 Artikelnr. SD621.02.01.4
 Größen 3,5 bis 8



Borkum

Ausführung schwarz, Nappa/Nubuk/Croco
 Artikelnr. SD623.04.01.4
 Größen 3,5 bis 8



Freyburg City-Double

Ausführung schwarz, Nappa/Nubuk/Croco
 Artikelnr. SD608.04.01.0
 Größen 3,5 bis 8

Freiheit genießen





Föhr

Ausführung ice-perlato/Argento
Kalbsleder
Artikelnr. SD628.14.13.4
Größen 3,5 bis 8



Amrum

Ausführung grau Nappa/Velour
Artikelnr. SD613.05.09.4
Größen 3,5 bis 8

Trendig und funktionell





Rügen

Ausführung grau Nappa/Velour
Artikelnr. SD625.05.09.4
Größen 3,5 bis 8



Sylt Single

Ausführung grau Nappa/Velour
Artikelnr. SD609.05.09.1
Größen 3,5 bis 8



Sylt Double

Ausführung grau Nappa/Velour
Artikelnr. SD610.05.09.1
Größen 3,5 bis 8



Usedom

Ausführung grau Nappa/Velour
Artikelnr. SD626.05.09.4
Größen 3,5 bis 8

Anatomisch geformter Schaft



Schuhmodell Amrum auf Seite 8



Pellworm

Ausführung schwarz Tartara/Kalb
geprägt Nappa/Nubukk
Artikelnr. SD620.15.01.4
Größen 3,5 bis 8



Norderney

Ausführung schwarz Tartara/Kalb
geprägt Nappa/Nubukk
Artikelnr. SD627.15.01.4
Größen 3,5 bis 8

Mit moderner Sohlenoptik





Flensburg 1

Ausführung schwarz Nappa/Croco
Artikelnr. SD632.03.01.4
Größen 3,5 bis 8



Flensburg 2

Ausführung schwarz Hirsch
Artikelnr. SD632.06.01.4
Größen 3,5 bis 8





München

Ausführung navy grey Nappa/Velour
Artikelnr. SH668.05.14.4
Größen 7 bis 12,5



Osnabrück

Ausführung cognac Nappa/Velour
Artikelnr. SH666.05.04.5
Größen 7 bis 12,5



Augsburg

Ausführung grey black Nappa/Velour
Artikelnr. SH669.05.12.4
Größen 7 bis 12,5

Atmungsaktives, strapazierfähiges Innenfutter





Trier 1

Ausführung moro Rindbox/Velour
Artikelnr. SH685.12.11.5
Größen 7 bis 12,5



Trier 2

Ausführung schwarz grau
Rindbox/Velour
Artikelnr. SH685.12.12.4
Größen 7 bis 12,5

Weite Schaftöffnung





Saarbrücken 1

Ausführung moro Rindbox/Velour
Artikelnr. SH671.12.11.0
Größen 7 bis 12,5



Saarbrücken 2

Ausführung schwarz/grau
Rindbox/Velour
Artikelnr. SH671.12.01.0
Größen 7 bis 12,5



Saarbrücken 3

Ausführung moro Rindbox/Velour
Artikelnr. SH671.12.11.1
Größen 7 bis 12,5





Fulda 1

Ausführung schwarz Nappa
Artikelnr. SH690.01.01.4
Größen 7 bis 12,5



Kassel 1

Ausführung schwarz Nappa
Artikelnr. SH663.01.01.0
Größen 7 bis 12,5



Fulda 2

Ausführung schwarz Hirsch
Artikelnr. SH690.06.01.4
Größen 7 bis 12,5



Kassel 2

Ausführung schwarz Hirsch
Artikelnr. SH663.06.01.0
Größen 7 bis 12,5



Weißenfels

Ausführung cognac Nappa/Velour
Artikelnr. SH692.05.04.5
Größen 7 bis 12,5



Leipzig

Ausführung schwarz Nappa/Nubuk
Artikelnr. SH693.02.01.4
Größen 7 bis 12,5



Neumünster

Ausführung schwarz Nappa
Artikelnr. SH694.01.01.4
Größen 7 bis 12,5



Hamburg

Ausführung schwarz Nappa
Artikelnr. SH661.01.01.0
Größen 7 bis 12,5



Bern

Ausführung schwarz Nappa/Velastick
Artikelnr. SH695.07.01.4
Größen 7 bis 12,5



Graz

Ausführung cognac Nappa/Velour
Artikelnr. SH774.05.04.5
Größen 7 bis 12,5

Individuell anpassbar





Bielefeld

Ausführung navy Nappa/Velour
Artikelnr. SH697.05.10.4
Größen 7 bis 12,5



Leer

Ausführung schwarz Hirsch
Artikelnr. SH698.06.01.4
Größen 7 bis 12,5

Rutschhemmendes Sohlenprofil



Für Bandagen, Verbände und zu Hause



Lünen

Ausführung schwarz Nappa

Herren

Artikelnr. SH684.01.01.4

Hilfsmittelnr. 31.03.08.0006

Damen

Artikelnr. SD684.01.01.4

Hilfsmittelnr. 31.03.08.0005

Größen

3 bis 13



Witten 1

Ausführung schwarz Nappa

Herren

Artikelnr. SH683.01.01.4

Damen

Artikelnr. SD683.01.01.4

Größen

35 bis 48



Witten 2

Ausführung camel Nubuk

Herren

Artikelnr. SH683.09.06.5

Damen

Artikelnr. SD683.09.06.5

Größen

35 bis 48

Extra weiter Einstieg



Wismar Herren

Ausführung	schwarz Hirsch
Artikelnr.	SH699.06.01.4
Hilfsmittelnr.	31.03.08.0006
Größen	7 bis 12,5



Wismar Damen

Ausführung	schwarz Hirsch
Artikelnr.	SD699.06.01.4
Hilfsmittelnr.	31.03.08.0005
Größen	3,5 bis 8

In manchen Fällen ist es notwendig, dass der Fuß beim Einstieg in den Schuh möglichst wenig Irritationen erfährt und ein leichtes Anziehen des Schuhs besonders wichtig für den Kunden ist.

Unser Modell Wismar trägt dieser Problemlösung in beeindruckender Weise Rechnung.

Nach dem Öffnen des Klettverschlusses ist die Lasche bis zum Rand des Schuhs nach vorne zu öffnen und das Anziehen des Schuhs wird auch unter erschwerten Bedingungen deutlich vereinfacht.

Das Modell gibt es in einer Damen- und einer Herrenschuhausführung.



Weitentabellen Schuhe

Damen		Weite S			Weite M			Weite W		
Größe	Brand- sohlenlänge	Ballen- breite	Ballen- umfang	Zehen- höhe	Ballen- breite	Ballen- umfang	Zehen- höhe	Ballen- breite	Ballen- umfang	Zehen- höhe
3	230	83	248	26,00	83	258	26,50	90	268	27,50
3,5	235	83	250	26,25	83	260	26,75	90	270	27,75
4	240	83	252	26,50	83	262	27,00	93	272	28,00
4,5	245	85	254	26,75	85	264	27,25	93	274	28,25
5	250	85	256	27,00	85	266	27,50	95	276	28,50
5,5	255	85	258	27,25	85	268	27,75	95	278	28,75
6	260	87	260	27,50	87	270	28,00	96	280	29,00
6,5	263	87	262	27,75	87	272	28,25	96	282	29,25
7	266	90	264	28,00	90	274	28,50	97	284	29,50
7,5	270	90	266	28,25	90	276	28,75	97	286	29,75
8	275	90	268	28,50	90	278	29,00	97	288	30,00
8,5	280	93	270	28,75	93	280	29,25	99	290	30,25
9	285	93	272	29,00	93	282	29,50	99	292	30,50

Herren		Weite S			Weite M			Weite W		
Größe	Brand- sohlenlänge	Ballen- breite	Ballen- umfang	Zehen- höhe	Ballen- breite	Ballen- umfang	Zehen- höhe	Ballen- breite	Ballen- umfang	Zehen- höhe
6	260	90	262	28,00	90	272	29,00	100	282	30,00
6,5	263	93	264	28,21	93	274	29,21	100	284	30,21
7	266	93	266	28,43	93	276	29,43	103	286	30,43
7,5	270	93	268	28,64	93	278	29,64	103	288	30,64
8	275	93	270	28,86	93	280	29,86	105	290	30,86
8,5	280	95	272	29,07	95	282	30,07	105	292	31,07
9	285	95	274	29,29	95	284	30,29	107	294	31,29
9,5	289	95	276	29,50	95	286	30,50	107	296	31,50
10	293	100	276	29,72	100	288	30,72	109	298	31,72
10,5	298	100	280	29,93	100	290	30,93	109	300	31,93
11	300	100	282	30,15	100	292	31,15	110	302	32,15
11,5	305	103	284	30,36	103	294	31,36	110	304	32,36
12	310	105	286	30,58	105	296	31,58	111	306	32,58
12,5	313	105	288	30,79	105	298	31,79	111	308	32,79
13	318	105	290	31,01	105	300	32,01	111	310	33,01

Alle Maße in mm. Bei Verwendung einer 1 cm dicken Einlage muss zum ermittelten Ballenmaß 2 cm addiert werden. Technisch ist es möglich, alle Schuhe in Weite W herzustellen. Hierzu benötigen wir die Angabe des Ballenumfangs und der Zehenhöhe des Kunden. Da der Schuh individuell für den Kunden angefertigt wird, ist eine Rücknahme in diesem Fall nicht möglich.

Für unbeschwertes Gehen

